

Symbol	Deutsch	English
	Hersteller	manufacturer
	Herstellungsdatum	date of manufacture
	Verwendbar bis	use-by-date (expiry date)
	Chargenbezeichnung	batch code
	Artikelnummer	catalogue number (reference number)
	Vertriebspartner	distributor
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten	Do not use if package is damaged and consult instructions for use.
	Vor Sonnenlicht schützen	Keep away from sunlight
	Temperaturbegrenzung	temperature limit

Symbol	Deutsch	English
	Nicht wiederverwenden	Do not re-use (single use)
	Enthält gefährliche Substanzen	Contains hazardous substances
	Medizinprodukt	medical device
	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts	unique device identifier